

TASKI® Sani Des

Καθαριστικό και απολυμαντικό χώρων υγιεινής

Περιγραφή

Καθαριστικό και απολυμαντικό καθημερινής χρήσης για τις ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες σε χώρους υγιεινής (νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, πόρτες, καπάκια λεκάνης κλπ).

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά

- Δράση 3 σε 1, καθαρίζει απολυμαίνει και αρωματίζει
- Αποτελεσματικό απολυμαντικό ενάντια σε ένα ευρύ πλήθος μικρο οργανισμών

Πλεονεκτήματα

- Απομακρύνει τους συνηθεις ρύπους των χώρων υγιεινής (π.χ. δαχτυλιές, σαπούνι, σαμπουάν, οδοντόκρεμα, άλατα ασβεστίου και έλαια του σώματος) από πλαστικές, χρωμιωμένες, πορσελάνινες και ανοξειδωτες επιφάνειες
- Μειώνει τον κίνδυνο επιμολύνσεων από βακτήρια και μύκητες
- Αφήνει ευχάριστο άρωμα

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:

Για τον καθημερινό καθαρισμό – απολύμανση επιφανειών, διαλύστε 250 ml προϊόντος σε 10L νερό (2.5%). Στη διάλυση αυτή περιέχονται 500 ppm καθαρού τεταρτοταγούς.

Εφαρμογή:

Δοσολογήστε την κατάλληλη ποσότητα προϊόντος σε κουβά ή ψεκαστήρα.

Εφαρμόστε το διάλυμα του προϊόντος στην προς καθαρισμό και απολύμανση επιφάνεια, χρησιμοποιώντας σφουγγαρίστρα για τα δάπεδα και πανί/σφουγγάρι για τις επιφάνειες.

Αφήστε το προϊόν να δράσει για λίγα λεπτά.

Ξεβγάλτε με καθαρό νερό όπου είναι απαραίτητο.

Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό. Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση: Διαυγές, κόκκινο υγρό

Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.06


pH-αδιάλυτου προϊόντος: 12.0

Τα νούμερα αυτά αποτελούν ενδεικτικές τιμές και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές

Χημικά χαρακτηριστικά

Το TASKI Sani Des W9b περιέχει ως απολυμαντικό παράγοντα αλκυλοδιμεθυλοβε νζυλοαμμωνιοχλωρίδιο 2%.

W9b



© A.I.S.E.

TASKI® Sani Des W9b

Καθαριστικό και απολυμαντικό χώρων υγιεινής

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Πρώτες Βοήθειες

Εισπνοή: Εάν επηρεασθεί η αναπνοή, μετακινήστε σε ανοιχτό χώρο με καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Κατάποση: Δεν απαιτούνται ειδικές πρώτες βοήθειες.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως το προϊόν από το δέρμα σχολαστικά με άφθονο νερό. Ζητήστε βοήθεια αν ο ερεθισμός ενταθεί.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του κατά την αποθήκευσή του στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, μακριά από το ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες, σε ξηρό αεριζόμενο χώρο.

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του.

Συμβατότητα προϊόντος

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα καθαριστικά. Το προϊόν είναι ασύμβατο με ισχυρές οξειδωτικές ουσίες. Όταν χρησιμοποιείται στη συνιστώμενη συγκέντρωση είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις πλενόμενες επιφάνειες που συναντώνται σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους υγιεινής.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν πλην των βιοκτόνων είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους. Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με χημικό ή βιολογικό καθαρισμό. Μετά από διαρροή ή έκχυση του πυκνού προϊόντος χρησιμοποιήστε απορροφητικό υλικό όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύντε καλά τα υπολείμματα με νερό. Αποφύγετε τη απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

Καταχωρήσεις

Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9046/0/2004

Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ: 55920/ 27-7-09

Μικροβιολογικά στοιχεία

AFNOR Norm T 72-151: πέρασε το τεστ σε διάλυμα 0.5 και 0.75% στους 20°C, σε καθαρές συνθήκες και χρόνο επαφής 5 λεπτά.

AFNOR Norm T 72-301: πέρασε το τεστ σε διάλυμα 2.5%, σε σκληρό νερό (300ppm CaCO₃) στους 20°C, σε επίπεδο βρωμιάς (0.3% αλβουμίνη βοδινού) και χρόνο επαφής 15 λεπτά.

AFNOR Norm T 72-201: πέρασε το τεστ σε διάλυμα 2.5%, σε σκληρό νερό (300ppm CaCO₃) στους 20°C, σε καθαρές συνθήκες και χρόνο επαφής 15 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας

100860937 2x5L